

RIGEL LIFE SCIENCES


Contamination control specialists

SELECTIVE CULTURE MEDIA PER ANALISI MICROBIOLOGICHE

EP AND USP

SELECTIVE CULTURE MEDIA

RIGEL – PMM Dr. Mueller



Rigel srl offre servizi dedicati alla gestione delle scorte e garantisce stoccaggio e trasporto a temperatura controllata.

XLD

VRBD

MAC

R2A

CONKEY

La professionalità RIGEL unita all'eccellenza di PMM-Dr. Mueller.

- Terreni selettivi pronti in piastra per le analisi microbiologiche
- Formulazioni USP/EP armonizzate
- Shelf life 6 mesi
- Conservazione a temperatura 15-25 °C
- Etichetta con Data Matrix per la completa tracciabilità
- Coperchio con chiusura "Click & Safe" & "Vent" position
- Certificati di qualità secondo EP/USP

RIGEL Life Sciences ha inserito nel proprio catalogo una linea di prodotti dedicati all'analisi microbiologica.

I terreni selettivi PMM-Dr. Mueller sono disponibili pronti in piastre da 90 mm.

Le piastre sono provviste di chiusura Click and Safe e posizione di chiusura "Vent" ideale per incubazione in anaerobiosi.


La formulazione del terreno e i relativi controlli di qualità (sterilità e fertilità) sono eseguiti secondo quanto riportato nelle farmacopee USP ed EP armonizzate.

Le piastre sono fornite in singolo imballo, con inserto in gel di silice e complete di certificato di qualità, disponibile anche sul sito www.pmm-leimen.de

Ogni piastra è provvista di etichetta con data matrix per la completa tracciabilità.

La elevata qualità del prodotto e il particolare confezionamento, consentono di ottenere una lunga shelf life conservando il prodotto a temperatura ambiente.





SELECTIVE CULTURE MEDIA

Codice	Descrizione
400.0060	TRYPTIC SOY AGAR + 3 neutralizzanti in piastre pronte da 90 mm Ø. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 9 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola
410.0060	TRYPTIC SOY AGAR senza neutralizzanti piastre pronte da 90 mm Ø con 30 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 9 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola
411.0060	TRYPTIC SOY AGAR senza neutralizzanti piastre pronte da 90 mm Ø con 22 ml di terreno. NON irraggiate Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 9 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
425.0060	SABOURAUD DEXTROSE AGAR con Cloramfenicolo in piastre da 90 mm Ø Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 8 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola
427.0060	SABOURAUD DEXTROSE AGAR senza neutralizzanti piastre pronte da 90 mm Ø con 22 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 8 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
450.0060	CETRIMIDE AGAR piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
455.0060	MANNITOLO SALT AGAR piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
460.0060	MACCONKEY AGAR piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
465.0060	VRDB piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
470.0060	XLD piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola.
490.0060	R2A AGAR in piastre pronte da 90 mm Ø. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola
230.0060	R2A AGAR in piastre pronte da 90 mm Ø. In triplo imballo Gamma irraggiate. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:

RIGEL Life Sciences

UNI EN ISO 9001:2008

Ufficio commerciale e logistica

Piazza C.C. Del Maino, 11

20086 Motta Visconti (MI) – Italy

Tel. 02-49491501

Fax 02-49491502

sales@rigel-ls.com

